

SỐ/ No.: HCM2508017

NGÀY RA BÁO CÁO/ Issued Date:

20/08/2025

KÍNH GỬI/ Report to: Quý Khách Hàng/ Valued Customer

BỆNH VIỆN/ Name Of User: Trung tâm y tế Quận Sơn Trà / SON TRA DISTRICT MEDICAL CENTER

KIỂU MÁY/ Name Of Model: GIF-H170 SỐ MÁY/ Serial No: 2033253

HƯ HỎNG TỪ KHÁCH HÀNG/ Customer Complaints:

-
-

ĐÁNH GIÁ TỪ OLYMPUS/ Olympus findings

Đầu ống soi Distal End	Hiện Trạng / Phenomenon	
	Kính dây dẫn sáng bị bể The LG lens was broken	
	Đánh giá / Judgement	
	Yêu cầu sửa chữa / Repair required	
Bộ phận uốn cong Bending section	Hiện Trạng / Phenomenon	
	Keo dán cao su di động bị bong tróc The cement of A-rubber has peeled off	
	Đánh giá / Judgement	
	Yêu cầu sửa chữa / Repair required	
Thân ống soi Connecting tube	Hiện Trạng / Phenomenon	
	Thân ống soi bị dập The connecting tube was dented	
	Đánh giá / Judgement	
	Yêu cầu sửa chữa / Repair required	

GHI CHÚ/ Remark			
NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG/ Reason Of Damages			
GIẢI PHÁP/ Solutions			
HÀNH ĐỘNG NGĂN NGỪA/ Recommended Actions To Prevent - Sử dụng, bảo quản và vệ sinh thiết bị theo đúng hướng dẫn của Olympus. - Use, maintain and reprocess the equipment following Olympus's instructions.			
THÔNG TIN SỬA CHỮA/ Repair Information			
<input checked="" type="checkbox"/> SỬA CHỮA THEO NHU CẦU <i>On-demand Repair</i>	<input type="checkbox"/> TRONG BẢO HÀNH <i>Under Warranty</i>	<input type="checkbox"/> BẢO HÀNH MUA MỚI <i>Product Warranty</i>	
		<input type="checkbox"/> BẢO HÀNH SỬA CHỮA <i>Repair Warranty</i>	
		<input type="checkbox"/> KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH <i>No Warranty</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> HẾT BẢO HÀNH <i>Out Of Warranty</i>		
<input type="checkbox"/> HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ <i>Service Contract</i>	<input type="checkbox"/> THUỘC ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG <i>No-charge</i>		
	<input type="checkbox"/> NGOÀI ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG <i>Charge</i>		
	<input type="checkbox"/> THUỘC MỘT PHẦN ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG <i>Particular Charge</i>		
ĐẠI DIỆN CÔNG TY OLYMPUS <i>Representative of Olympus Company</i> NGƯỜI KIỂM TRA/ Inspected By South Region Technical Service Engineer NGƯỜI DUYỆT/ Approved By South Region Technical Service Assistant Manager		ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG <i>Representative of Customer</i>	
OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS VIETNAM CO.,LTD. (OVN) Office and Service Center in Hanoi: Unit 305- 307, 3rd Floor, V Tower, 649 Kim Ma Street, Giang Vo Ward, HaNoi City, Vietnam - Tel: (84-24) 3766 5831/32/34 Office In HoChiMinh City: 7th Floor, Viettel Building, 285 Cach Mang Thang Tam, Hoa Hung Ward, HoChiMinh City, Vietnam - Tel: (84-28) 7301 9919 Service Center In HoChiMinh City: 2nd Floor, 86 Tan Da, Cho Lon Ward, HoChiMinh City, Vietnam - Tel: (84-28) 7301 9919			